

	FICHA TECNICA COMERCIAL	Código	ODS-F14
		Versión	A

Nombre de la Empresa: KAMEX INTERNATIONAL
Dirección: VARIANTE CAJICA, LOTE 2, VEREDA CALAHORRA.
Teléfonos:5932525
Fax: 154
E-mail: info@kamexinternational.com.co
Sitio web: www.kamexinternational.net

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	Collar tipo Filadelfia	VERSION DE PRODUCTO	VERSION DE MOLDES
REFERENCIA INTERNA:	KM051/ KM053/ KM055/ KM057/ OLKM051/ OLKM053/ OLKM055/ OLKM057/ VI-KM051/ VI-KM053/ VI-KM055/ VI-KM057	A	A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Descripción y beneficios de los materiales del producto

Ortesis para limitar la movilidad de la columna cervical.

FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO: 	DESCRIPCION			
	COMPOSICION	DESCRIPCION		
		Poliuretano	Poliol	
	INSUMOS	Tapas	Broches tapas	
		Felpa	Gancho 2"	
		Elástico Seda	Hilaza	
		Hilo poliester	Reata	
		Marquilla talla	Franela	
		Etiqueta	Código de barras	
		Cera	Bolsa sencilla	
Placas pequeña		Placas cuello		
TALLAS	S,M, L, INFANTIL			
COLOR/ES	Beige			
Material	Tamaño: ancho X alto	Tintas / Calibre	Terminados	Color

ETIQUETADO:	Carton	4,5 cm	9,2 cm	4x0	Plastificado	Policromia
EMPAQUE:	Termosellado PVC	/	/	19 µm	/	Transparente
STIKER CODIGO DE BARRAS: En la información del stiker va textual lo que lleva impreso.	Adhesivo	9.5 cm	3,5 cm	INFORMACION STIKER: COLLAR TIPO FILADELFIA. TALLA/REFERENCIA/ COLOR/ LOTE/ SERIAL/Hecho en Colombia por kamex international S.A.S/ E-mail: info@kamexinternational.net		

CARACTERISTICAS:
Beneficios del productos en la persona.

Diseño anatómico en espuma de alta densidad. Material cómodo y respirable. La parte posterior se introduce dentro de la anterior. Forro en algodón para mayor higiene.

USOS:

Utilizado en lesiones y traumas en que se requiere algun grado de involización del paciente a nivel cervical.
Limita la movilidad de la columna cervical en los casos de: Esguinces agudos de la columna cervical, síndrome de latigazo, post-operatorio a nivel cervical y/o recomendados por el especialista.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:
Precauciones durante el uso, recomendaciones y posibles efectos secundarios.

La restricción de la flexión es del 74%, de la extensión del 68%, la de la flexión lateral del 34% y la de la rotación axial del 56%.
La tolerancia es buena en bipedestación pero puede generar hiperpresión en alguna zona del occipital en decúbito.
Puede producir compresión excesiva, irritación de la piel, alergia al material de fabricación.
Un uso excesivo puede producir debilidad muscular y agravar los síntomas, debido a la inactividad prolongada o limitación del movimiento.
Tener precaución en la colocación del collar cuando exista un trauma cervical con lesión de piel.
Cierre excesivo del collarín: incomodidad, dificultad respiratoria, dificultad para la deglución.
Inadecuado cierre del collarín: desprendimiento del collarín y pérdida brusca de inmovilidad.

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:

Lavado de Forro: Retire el forro del collar, lávelo a mano con agua fría y jabón suave. No usar detergente. No lavar en lavadora. No lavar el collar.

No. REGISTRO SANITARIO: Número de registro invima, si aplica.	2007DM-0000516	CERTIFICADO DE ORIGEN: Si se puede expedir con este producto.	/
No. CERTIFICADO: El numero del certificado si, NO REQUIERE.	/		

OBSERVACIONES: Es importante que la colocación del producto sea supervisada por su especialista.