



FICHA TECNICA COMERCIAL

Código**Versión****Nombre de la Empresa:** KAMEX INTERNATIONAL**Dirección:** VARIANTE CAJICA, LOTE 2, VEREDA CALAHORRA.**Teléfonos:**5932525**Fax:** 154**E-mail:** Info@kamexinternational.com.co**Sitio web:** www.kamexinternational.net

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	Corrector de postura			
REFERENCIA INTERNA:	KM900/ OLKM900/ VI-KM900/ AD-KM900			
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Descripción y beneficios de los materiales del producto	Ortesis blanda que ejerce función de propiocepción para vertebral.			
FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO: 	COMPOSICION	DESCRIPCION		
	INSUMOS	Algodón		
		Férula 27		
		Hilaza		
		Marquillas		
		Sesgo abierto		
		Bondeado		
		Bolsa impresa		
TALLAS	Universal			
COLOR/ES	Beige			
Material	Tamaño: ancho X alto	Tintas / Calibre		
ETIQUETADO:	Adhesivo	15	31	4x0
EMPAQUE:	Bolsa Plastica	39 cm	20 cm	90 gr
STIKER CODIGO DE BARRAS: En la información del stiker va textual lo que lleva impreso.	Adhesivo	9,5cm	3,5cm	INFORMACION TALLA/REFERENCIAL SERIAL/Hecho en Colombia info@kamexir.com
CARACTERISTICAS: Beneficios del productos en la persona.	Soporte torácico de T1 a T8 con soportes laterales, de Zona dorsal ovalada. Laminado en poliéster. Reatas en móviles. Acolchado.			

USOS:	Los correctores ortopédicos kamex corresponden a dispositivos específicamente diseñados para ser utilizados como elemento de prevención en casos de fracturas, cirugías, deformación por inmovilización y corrección en las diferentes partes del cuerpo de las extremidades. Cifosis dorsal aumentada. Promover la buena higiene personal. Use la ortesis de 2 a 3 horas continuas al día como hábito.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA: Precauciones durante el uso, recomendaciones y posibles efectos secundarios.	Usar una prenda de algodón debajo de la ortesis para proteger la piel.
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:	Lavar a mano con jabón suave y agua fría. No usar detergente.
No. REGISTRO SANITARIO: Número de registro invima, si aplica.	2009DM-0003370
No. CERTIFICADO: El número del certificado si, NO REQUIERE.	/
OBSERVACIONES:	N/A

ODS-F14
A

--	--

VERSION DE PRODUCTO	VERSION DE MOLDES
N/A	A

a la extensión de la columna

CIÓN

Poliester
Arg. Arnés
Hilo poliester
Reata multi
Sesgo planchado
Neoprene
Etiqueta

Terminados	Color
Plastificado	Policromado
Zipper	Transparente

N STIKER: Corrector de postura .
RENCIA/ COLOR/ LOTE/
o en Colombia por kamex
S.A.S/ E-mail:
ternational.net

apoyo a la columna corsal.
 forma de ocho con protectores

positivos médicos clase i,
mentos de corrección y de
es y/o lesiones que requieran
uerpo especialmente de las
ena postura dorsal. Al iniciar el
entando cada día hasta crear

revenir laceraciones en la piel.

rgente. No lavar en lavadora.

CERTIFICADO DE ORIGEN: Si se puede expedir con este producto.	/
--	---