



## FICHA TECNICA COMERCIAL

Código

Versión

Nombre de la Empresa: KAMEX INTERNATIONAL

Dirección: VARIANTE CAJICA, LOTE 2, VEREDA CALAHORRA.

Teléfonos:5932525

Fax: 154

E-mail: Info@kamexinternational.com.co

Sitio web: www.kamexinternational.net

<b>NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:</b>	Corrector de postura			
<b>REFERENCIA INTERNA:</b>	KM900/ OLKM900/ VI-KM900/ AD-KM900			
<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO:</b> Descripción y beneficios de los materiales del producto	Ortesis blanda que ejerce función de propiocepción para vertebral.			
<b>FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO:</b> 	<b>COMPOSICION</b>	DESCRIPCION		
	<b>INSUMOS</b>	Algodón		
		Férula 27		
		Hilaza		
		Marquillas		
		Sesgo abierto		
		Bondeado		
		Bolsa impresa		
Código de barras				
<b>TALLAS</b>	Universal			
<b>COLOR/ES</b>	Beige			
<b>Material</b>	<b>Tamaño: ancho X alto</b>	<b>Tintas / Calibre</b>		
<b>ETIQUETADO:</b>	Adhesivo	15	31	4x0
<b>EMPAQUE:</b>	Bolsa Plastica	39 cm	20 cm	90 gr
<b>STIKER CODIGO DE BARRAS:</b> En la información del stiker va textual lo que lleva impreso.	Adhesivo	9,5cm	3,5cm	<b>INFORMACION TALLA/REFERENCIAL SERIAL/Hecho en Colombia</b> info@kamexir.com
<b>CARACTERISTICAS:</b> Beneficios del productos en la persona.	Soporte torácico de T1 a T8 con soportes laterales, de a Zona dorsal ovalada. Laminado en poliéster. Reatas en móviles. Acolchado.			

<p><b>USOS:</b></p>	<p>Los correctores ortopédicos kamex corresponden a dispositivos específicamente diseñados para ser utilizados como elemento de prevención en casos de fracturas, cirugías, deformación por inmovilización y corrección en las diferentes partes del cuerpo de las extremidades. Cifosis dorsal aumentada. Promover la buena higiene personal. Use la ortesis de 2 a 3 horas continuas al día como hábito.</p>
<p><b>CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:</b> Precauciones durante el uso, recomendaciones y posibles efectos secundarios.</p>	<p>Usar una prenda de algodón debajo de la ortesis para proteger la piel.</p>
<p><b>INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:</b></p>	<p>Lavar a mano con jabón suave y agua fría. No usar detergente.</p>
<p><b>No. REGISTRO SANITARIO:</b> Número de registro invima, si aplica.</p>	<p>2009DM-0003370</p>
<p><b>No. CERTIFICADO:</b> El número del certificado si, NO REQUIERE.</p>	<p>/</p>
<p><b>OBSERVACIONES:</b></p>	<p>N/A</p>

<b>ODS-F14</b>
<b>A</b>

--	--

VERSION DE PRODUCTO	VERSION DE MOLDES
N/A	A

a la extensión de la columna

CIÓN

<b>Poliester</b>
Arg. Arnés
Hilo poliester
Reata multi
Sesgo planchado
Neoprene
Etiqueta

Terminados	Color
Plastificado	Policromado
Zipper	Transparente

**N STIKER: Corrector de postura .**  
**RENCIA/ COLOR/ LOTE/**  
**o en Colombia por kamex**  
**S.A.S/ E-mail:**  
**ternational.net**

apoyo a la columna corsal.  
forma de ocho con protectores

positivos médicos clase I,  
apoyos de corrección y de  
protección y/o lesiones que requieran  
cuidado especial de las  
manos en postura dorsal. Al iniciar el  
uso, lavar cada día hasta crear

evitar laceraciones en la piel.

urgente. No lavar en lavadora.

<b>CERTIFICADO DE ORIGEN:</b> Si se puede expedir con este producto.	/
--	---