

	<b>FICHA TÉCNICA</b>		<b>FT-DM-001</b>
	<b>SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR</b>		<b>Versión 00</b>
			<b>Página 1 de 1</b>
<b>IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE</b>			
Dirección:	Carrera 64 No.5 A - 69		
Ciudad	Bogotá		
Contacto	Sandra Carrero		
e-mail	<a href="mailto:sandracarrero@saetasport.com">sandracarrero@saetasport.com</a>		
Teléfono:	3142388288		
<b>REGISTRO INVIMA No 2512 DEL 13/04/2020</b>			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>			
 			
<b>Nombre del producto</b>	<b>Tapaboca desechable termosellado</b>		<b>Un solo uso</b>
<b>Descripción</b>	Tapaboca desechable termosellado inoloro con bandas elásticas para ajuste en orejas y clip metálico de 8,5 cm de largo, que permite un perfecto ajuste a la nariz, y cuya finalidad es evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos, además de servir como barrera de protección frente a virus y bacterias. Los tres pliegues permiten una mayor cobertura facial.		
<b>Usos</b>	Uso personal, industrial, médico, laboratorios y profesionales de la belleza y para cualquier persona con problemas respiratorios que pueda emanar gérmenes vía bucal ó nasal		
<b>Presentación</b>	Caja pequeña X 50 Unidades (con empaque individual) 2000 unidades por caja de embalaje		
<b>COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO</b>			
<b>CUERPO DE TAPABOCA</b>	Cuerpo compuesto de tres capas: capa exterior azul en Spunbond de 26 gramos, capa blanca intermedia filtrante Meltblown repelente de olores de 25 gramos con <b>PFE + 95%</b> (Eficiencia de Filtración de Partículas) y <b>BFE 99,9%</b> (Eficiencia de Filtración Bacteriana) y capa interna blanca en Spunbond de 26 gramos. La composición del tapaboca resiste el alcohol, sangre, bacterias, agua y fluidos corporales, funcionando como barrera protectora contra agentes patógenos para el usuario y los pacientes.		
<b>SUJETADOR</b>	Elástico de sujeción en poliamida de 17,5 cm que sostiene en forma segura el dispositivo a la cara del usuario.		
<b>PIEZA NASAL</b>	Pieza de alambre laminada en plástico de 8,5 cm que permite un excelente ajuste al tabique sin generar incomodidad al usuario.		
<b>COLOR</b>	Externo azul-Interno Blanco		
<b>TALLA</b>	<b>Adulto</b>	17,5 X 9 cm (+-0.5 cm)	
<b>PH INTERNO</b>	7	<b>PH EXTERNO</b>	7,2
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo</li> <li>2) Revisar que el tapaboca se encuentra del lado correcto.</li> <li>3) Coloque el respirador en la palma de su mano con la parte que se coloca sobre la nariz tocando los dedos.</li> <li>4) Colocar el tapaboca asegurando que se cubra desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir, que cubre completamente nariz y boca.</li> <li>5) Reemplazar el tapaboca si se humedece.</li> <li>6) No tocar el tapabocas mientras está en uso. Si se hace, hay que lavarse las manos inmediatamente.</li> <li>7) Para retirar la mascarilla hay que ir de atrás hacia adelante retirándolo con las manos limpias.</li> <li>8) Desechar en un lugar seguro como material orgánico.</li> <li>9) Una vez retirado lavar las manos</li> </ol>			
<b>ALMACENAMIENTO</b>			
Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.			