

PLACA INNOBLOX CLAVÍCULA EN S

Indicaciones

Fractura diafisaria de clavícula
Fractura de extremidad acromial de clavícula

Material:

Titanio para implantes y Acero para implantes 316 LVM

Perfil: 2,0 y 3,0 mm

Presentación Set:

Placas derechas e izquierdas
5 - 6 - 7 - 8 orificios - Titanio / Acero

Para usar con:

Tornillería Cortical Autotarrajante
3,5 mm - Titanio / Acero

Tornillería Bloqueo Autotarrajante
3,5 mm - Titanio / Acero

Características:

- Los bordes laterales de la placa se asemejan a los de la placa de reconstrucción, los cuales permiten moldear la placa en los casos requeridos.
- Presenta agujeros combinados los cuales permiten la colocación de tornillos de bloqueo para dar estabilidad o tornillos corticales para hacer compresión interfragmentaria.

