

Línea: EPP

## MASK PROTECTOR HIBRID

Referencia Producto	Características
	<p><b>Dimensiones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ancho:</b> 30 centímetros</li> <li>• <b>Alto:</b> 53 centímetros</li> <li>• <b>Profundidad:</b> 22 centímetros</li> </ul>
	<p><b>Función:</b></p> <p>Protege de los aerosoles por los 5 cinco lados en especial los provenientes desde abajo hacia arriba, permite gran libertad de movimiento al estar soportada en los hombros.</p>
	<p><b>Materiales:</b></p> <p>PETG transparente 1.5mm</p>
	<p><b>Características:</b></p> <p>Accesorio liviano, fabricada en PETG de alta transparencia con posibilidad de fácil limpieza, resistente al empañamiento, sus dimensiones permiten el uso de gafas y tapabocas, es esterilizable mediante baja temperatura y presión.</p>
<p><b>Peso Neto:</b></p> <p>491 gramos</p>	

## Propiedades PETG

El PETG tiene un aditivo adicional (GLICOL) que hace que el PETG sea más transparente, más resistente y flexible en comparación al PET

 <p>Buenas propiedades ópticas</p>	 <p>Excepcionales prestaciones a bajas temperaturas</p>	 <p>Superficie brillante y cristalina</p>	 <p>Muy buena resistencia a agentes químicos</p>
 <p>Alta resistencia al impacto</p>	 <p>Baja absorción de agua</p>	 <p>Fácil reciclaje</p>	 <p>Elevada resistencia al fuego</p>

## Sanitización

- Para mayor durabilidad limpie preferiblemente con paño húmedo formado líneas rectas en una sola dirección
- Utilice alcohol al 70% o hipoclorito de sodio al 1% en toda la superficie
- Seque con paño seco suave.
- Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico.
- Para conservar condiciones de asepsia limpie siempre antes de usar y si es de uso continuo por lo menos cada 3 horas.