


### ESQUEMA GRAFICO



## GORRO CIRUJANO, NO ESTERIL

Pág.  
1/1

#### DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:

Gorro para cirujano de un solo uso.

#### COMPONENTES PRINCIPALES

Fabricados con materiales atóxicos.  
Tela no tejida SMS (Spunbond- MeltBlow-  
Spunbond) fabricada en Polipropileno 100%.

#### GRAMAJE

La tela no tejida posee un gramaje de mínimo 30g/m<sup>2</sup> (laterales) y, tela no tejida de color azul claro de gramaje mínimo de 10g/m<sup>2</sup> (corona).

#### COLOR

Presentación en color Azul.

#### EMPAQUE

Empaque primario: Bolsas plásticas.

Empaque secundario: Cajas master.

#### USO DEL PRODUCTO:

El gorro para cirujano, de un solo uso, es un elemento de ropa médica utilizado en el área quirúrgica para disminuir el riesgo de contacto con agentes contaminantes o de riesgo para la salud del médico y paciente.

El gorro para cirujano es utilizado por médicos, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería y demás personal que lo requiera.

Este elemento de ropa médica es para usar una sola vez.

FECHA DE ELABORACION  
2015 – 06 – 18

Barranquilla - Colombia  
Calle 80 No. 78B - 51 A.A. 3130  
www.rymco.com.co  
E-mail: calidad@rymco.com.co  
Departamento de Gestión de Calidad  
Investigación y Desarrollo

ELABORADO POR:

**DANIEL CUDRIZ Z.**  
BACTERIOLOGO

REVISADO POR:

**DANIEL CUDRIZ Z.**  
BACTERIOLOGO

APROBADO POR:

**CARLOS SOLANO G.**  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE  
CALIDAD I. & D.